

ANALIZA BIAŁEK



100012840

Laboratorium Analizy

Klient: PEPTOMED
Numer zamówienia: 100012840
Nazwa: PEPTOMED SLU-PP-332
Ilość próbek: 1 pojemnik

Numer partii: 021051
Data przyjęcia: 2026-02-24
Data rozpoczęcia: 2026-03-04
Data zakończenia: 2026-03-18

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
SLU-PP-332	Próbka dostarczona przez klienta	Biała kapsułka w plastikowym pojemniku

Wyniki


Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
SLU-PP-332	PEPTOMED SLU-PP-332 300MCG/CAPS	251,98mcg/caps	-----

Test	Nazwa próbki	Wynik
TYMC	PEPTOMED SLU-PP-332	$<1,0 \times 10^1$ cfu/g
TAMC	PEPTOMED SLU-PP-332	$<1,0 \times 10^1$ cfu/g
Obecność Escherichia Coli	PEPTOMED SLU-PP-332	NIE WYKRYTO
Obecność Salmonella Spp.	PEPTOMED SLU-PP-332	NIE WYKRYTO

Komentarz do badania

Badane próbki naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jej stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 251,98mg/caps. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki




Hasło dostępu

GH7FVB76

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac




ANALIZA BIAŁEK



100010808

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	60%	40%
2min	60%	40%
27min	5%	95%
30min	5%	95%

Hasło dostępu

GH7FVB76

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac